

LÉČIVÉ PRIESSNITZOVY ZÁBALY PRO CELOU RODINU.

PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ.

POKLAD VE VAŠÍ LÉKÁRNIČCE.



Uni zábal na krk

Priessnitzův (mokrý zapařovací) zábal:

- ulevuje při běžném bolení a škrábání v krku
- napomáhá při nachlazení, kašli nebo angíně
- tlumí zánět jícnu a nosních dutin
- pomáhá při laryngitidě

Suchý - teplý zábal ulevuje při :

bolesti krční páteře - ideálně v kombinaci s hřejivým polštářkem
UNIVERZÁLNÍ ZÁBAL NA KRK DOPORUČUJEME PRO DĚTI OD TŘÍ LET



Priessnitzův (mokrý zapařovací) zábal používáme při:

- Nachlazení s horečkou
- Horečce
- Zánětu průdušek s horečkou

Suchý - teplý zábal (doporučujeme použít hřejivé polštářky pro zvýšení účinku) používáme při:

- Nachlazení bez teplot
- Zánětu průdušek bez teplot
- Vlhkém kašli



Zábal na průdušky



Zábal na klouby 3v1

Zábal pomáhá při :

- při otoku – úraz, bodnutí hmyzem
- při revmatických potížích
- bolestech kloubů a svalů
- doléčení poúrazových stavů jako jsou např. zlomeniny
- při rychlejší regeneraci svalů a kloubů po fyzické námaze



Výrobce : BOK&LK s.r.o.

IČO : 28731417

Obchodní zástupce : +420 725 961 975

E - mail : objednavkybok@seznam.cz



Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu naleznete na našem e-shopu:

www.priessnitzuvzabal.cz

KOMBINACE TRADIČNÍ MOUDROSTI S MODERNÍ VĚDOU PRO VAŠE OPTIMÁLNÍ ZDRAVÍ.

Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.
Výrobek je chráněn patentním úřadem. Jeho výroba je protizákonná.



Zábal na ramena

Ulevuje při :

- při revmatických potížích
- při relaxaci po svalové zátěži
- při bolestech ramen a zad v oblasti šíje a lopatek
- při doléčení poúrazových a pooperačních stavů
- prohřátí krční páteře a ramen



Priessnitzův (mokrý zapařovací) zábal pomáhá při:

- zánětu šlach a vazů
- bolestech syndromu karpálního tunelu
- doléčení poúrazových stavů, např. zlomenin
- revmatických potíží
- otoku – úraz, naraženina
- při svalové únavě po zátěži

Suchý – teplý zábal

- používáme k prohřátí rukou



Zábal na ruce - ortéza

Návod k použití

Návod na použití Priessnitzova zábalu:

Priessnitzův zábal je krátkodobě studený obklad, který způsobuje hloubkové lokální prokrvení za účelem urychlení hojivých procesů v těle.

Vnitřní vyjímatelný bavlněný díl zábalového pásu namočte do studené vody (u dětí volíme méně studenou vodu). Dobře vyždímaný bavlněný díl vložte do zábalového pásu podvlečením pod pásky. Přiložte na tělo a upevněte suchým zipem, aby zábal co nejlépe přilnul k tělu a mohl být jeho účinek co největší. Zábal aplikujte vždy přímo na pokožku.

Priessnitzův zábal nenechávejte působit přes noc!! Zábal se také nesmí přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém, a tak podobně. V případě aplikace zábalu u malých dětí je lépe se nejprve poradit s lékařem.

Délka použití zábalu: Zábal nechte působit 20 - 60 minut, opakujte do odeznění potíží, případně se poraďte se svým lékařem.

Suchý – teplý zábal je možný použít jako zábal samotný, ale pro zvýšení účinku tepla můžete vnitřní bavlněný díl zahřát např. žehlením. Naše doporučení je použití hřejivých polštářků.

Naše výrobky jsou vhodné i pro děti mladší 3 let. Tento výrobek vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek. Důležitá je pro nás kvalita. Každý výrobek je originál. K výrobě zábalových pásů jsou pouze použity kvalitní materiály české výroby.

SLOŽENÍ: vnější vrstva - 100% bavlna, jádro : 50 % polyester, 25% bavlna, 25% polyuretan, vnitřní vrstva: 100% bavlna. Upínání: pásky se suchým zipem.

www.priessnitzuvzabal.cz

Výroba: BOK&LK s.r.o. IČ: 28731417 DIČ: CZ 28731417 Čsl. Armády 42, Kadaň